


A4サイズのラミネートを利用したフェイスシールドの作成方法

1. まず透明のラミネートフィルムを作ります。ただし、以下の写真の様に何も挟まないと、フィルムがローラーに巻き込まれラミネーターが壊れる可能性があります。



2. そこでクリーニングペーパーの上にラミネートフィルムを置きます。クリーニングペーパーが無ければ、画用紙など、その辺の厚紙でOKです。



3. 厚紙をひいた分、完全に糊が溶けずに、一部分だけ曇ってしまう場合があります。その場合は裏返してもう一度ローラーを通せば、キレイに透明なラミネートが完成します。



4. 仕上げの材料です。額あての「隙間テープ」はホームセンターで購入できます。またゴム紐と黒のマスキングテープは100円ショップで購入しました。



5. ホチキスでゴム紐を止めて、額の部分に「隙間テープ」を張り、外側は黒のマスキングテープで隠しました。全てを15mm幅にすれば統一感が増し、見栄えが良くなります。



6. 完成です。ラミネートはフニャフニャで頼りなく感じますが、飛沫感染を防ぐには十分だと思います。何よりお手軽簡単にチャチャと作れるという点は良い事だと思います。



以上、フェイスシールドが足りてないという状況に対して、医療従事者の方々の支援に繋がればと思い本手順を作成してみました。なお以下のブログに、より詳細な作成手順を紹介していますので、ご興味があれば参照ください。

<https://tech.hippo-lab.com/etc-114/>